

Patient

Einsender

**Hämatologie/Onkologie**  
Direktor: Prof. Dr. L. Bullinger

Laborleitung: Prof. Dr. Stefan Schwartz

**Kontakt**  
Tel. +49 (30) 450-569188  
Fax +49 (30) 450-569918  
www.laborberlin.com/haematologie

## ANFORDERUNGSSCHEIN HÄMATOLOGISCHE SPEZIALDIAGNOSTIK (CBF)

Datum: ..... Arzt: ..... Tel./Fax bei Rückfragen: .....

Abnahmeuhrzeit: .....

☐ **Hämatologischer Notfall (unbedingt Telefon-/Faxnummer für Rückfragen angeben!)**

### Klinische Angaben

Klinik: ☐ Hepatomegalie ☐ Infektion ☐ Lymphadenopathie ☐ Splenomegalie  
☐ Fieber ☐ G-CSF-Gabe ☐ Sonstiges: .....

Fragestellung/ .....  
Diagnose: .....  
.....

### Laborparameter

|                  |                                    |                    |                    |             |          |
|------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| Leukozyten (G/l) | Blasten % (pB)                     | Erythrozyten (T/l) | Thrombozyten (G/l) | Hb (g/dl)   | MCV (fl) |
| _____            | _____                              | _____              | _____              | _____       | _____    |
| MCH (pg)         | MCHC (g/dl)<br>(V.a. Sphärozytose) | LDH                | Ferritin           | Vitamin B12 | Folsäure |
| _____            | _____                              | _____              | _____              | _____       | _____    |

### Material

☐ EDTA-Blut ☐ Knochenmark ☐ Liquor ☐ Pleuraerguss ☐ Aszites ☐ anderes Material: .....

### Spezialhämatologie/Zytologie

Material: 5 ml EDTA-Knochenmark  
3,5 ml EDTA-Blut

☐ man. Differenzial-Blutbild (EDTA-Blut)  
☐ Zytologie aus Knochenmark  
☐ Zytologie aus Ergussflüssigkeit  
☐ Zytologie aus Liquor  
☐ Sonstiges: .....

### Hämatologische Durchflusszytometrie

Material: 5 ml EDTA-Knochenmark  
3-10 ml EDTA-Blut

☐ akute Leukämie ☐ Erstdiagnose  
☐ B-NHL  
☐ T/NK-NHL ☐ Remissionskontrolle  
☐ Plasmozytom (MM)  
☐ Lymphozytensubpopulationen (bitte parallel Diff.-BB anfordern)  
☐ Quantifizierung CD34<sup>+</sup> Zellen (3 ml EDTA-Blut ausreichend)  
☐ Quantifizierung CAR19T-Zellen  
☐ Quantifizierung anti-BCMA CART-Zellen  
☐ Sonstiges: .....